



PROCOLO EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. AGUA POTABLE

REFERENCIA NORMATIVA: NCh 409/2 Of 2004 “Agua potable – Parte 2: Muestreo”

Extracción de muestras:

- *Extraer la muestra desde una llave en buen estado y de uso frecuente que esté conectada directamente y cercana a la red, dejando correr el agua durante 1 min. como mínimo antes de recoger la muestra.*
- *Destapar el frasco con papel Kraft, y tomar la muestra cuidando de no contaminar la entrada del envase; llenarlo, sin enjuagar, hasta aproximadamente los $\frac{3}{4}$ de su capacidad y cerrar inmediatamente.*
- *Una vez tomada la muestra, identificarla con claridad y enviarla lo antes posible al laboratorio.*
- *El plazo máximo entre la toma de la muestra y el análisis no puede exceder de 20 horas.*

Conservación de las muestras durante el traslado:

Las muestras se deben trasladar durante las primeras 6 h evitando que su temperatura se incremente después de su recolección. Las muestras se deben mantener a una temperatura menor a 8 °C, evitando el congelamiento.

Los geles pack se deben enviar congelados en el momento de enviar las muestras para asegurar la refrigeración de éstas.

Cualquier consulta contactarse con:

servicioalcliente@analab.cl