



“PROTOCOLO EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE FRUTA FRESCA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO”

Fruta fresca:

- *Recoger la muestra e introducir en una bolsa estéril, si no cuenta con guantes estériles utilizar una bolsa estéril por el reverso para coger la muestra.*
- *Sellar la bolsa y rotular con la clave, lugar y fecha de muestreo.*
- *Colocar la muestra en la maleta térmica con refrigerante.*
- *Verificar que la cantidad mínima de muestra tomada sea de aproximadamente 200 gramos.*

Los geles pack se deben enviar congelados en el momento de enviar las muestras para asegurar la refrigeración de éstas.

En el caso de muestras frescas la temperatura de transporte de las muestras debe ser $\leq 4^{\circ}\text{C}$, y no deben superar las 20 horas desde la toma de muestra y el análisis.

Cualquier consulta contactarse con:

servicioalcliente@analab.cl